




Technical Image Factory

# 錠剤 ソフトハンドリング収容装置

- 「IBCコンテナ」「フロービン」など、大型容器への錠剤収容はお任せ下さい！
- デリケートな錠剤をソフトに扱いながら複数の容器へ収容します。
- 「割線錠」「異形錠」「口腔内崩壊錠(OD錠)」「速溶錠」「チュアブル錠」「トローチ錠」など、割れ・欠けが発生しやすい錠剤にダメージを与えることなく収容します。



## 寸法図 (参考例)



## 仕様

型式	VSH-100
用途	打錠機・錠剤検査機から排出される錠剤の大型容器への収容
適応錠剤	素錠、コーティング錠、異形錠、口腔内崩壊錠 (OD 錠)、速溶錠、チュアブル錠、トローチ錠
バケット容量	約 2L・4L (2種類)
上下スピード	150mm / 秒 インバータ可変式
反転スピード	90°移動時間：3 秒 インバータ可変式
制御盤	機械背面又は側面設置式・屋内自立式 搬送部本体とはケーブル接続 (写真は背面設置型で、寸法図は側面設置型です。)
重量	約 420kg
電源	3相 200V 15A 3KVA
圧空	50L / 分

※装置寸法及びバケット容量は、収容容器レイアウト・高さ等によりご相談となります。

お問い合わせ



**第一実業株式会社**  
システムエンジニアリング部

〒102-0084 東京都千代田区二番町11番19号(興和二番町ビル)  
TEL:03-5214-8713 FAX:03-5214-8505  
<http://www.djk.co.jp/sangyo/04pharma.html>